

## Fiche Technique

Produit : LORIS<sup>MD</sup> Tampons Alcoolisés – Moyens

NPN 02248362 (Canada)

### Emballage du produit

Code de produit: 103-01

Format d'emballage : 100 sachets / boîte et 40 boîtes / carton

Code de produit: 103-02

Format d'emballage : 200 sachets / boîte et 20 boîtes / carton

Dimensions du sachet : 50 mm x 53 mm

Tampon ouvert : 65 mm x 35 mm

Tampon plié : 32 mm x 35 mm

Dimensions du scellage : 3 mm tout autour

Volume de la solution : Minimum 0,38 mL/sachet

Nombre de cartons par palette : 102

Nombre de cartons par rangée : 17


Nombre de rangées par palette : 6

### Étiquette du produit

**Utilisation :** Nettoyant antiseptique pour la peau avant l'injection.

**Mode d'emploi :** Ouvrez le sachet et frottez la peau vigoureusement en mouvements circulaires depuis le site d'injection vers l'extérieur.

**Précautions et avertissements :** Pour usage externe seulement. Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact, rincez les yeux à l'eau. Cessez l'utilisation et consultez un professionnel de la santé en cas d'irritation. Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de toute source d'inflammation.



## Fiche Technique

### Contrôles de qualité en cours de production sur les produits finis

Test	Méthode	Spécification
Volume de remplissage	S-MAN-003	Minimum 0,38 mL
Intégrité du scellage	S-MAN-013	Aucune fuite constatée dans le lot de sachets lorsqu'il est fortement pressé entre deux plaques

### Analyse chimique / biologique

Test	Méthode	Spécification
Description	TL-S-QUA-023	Liquide transparent, clair et propre avec une odeur caractéristique
Gravité spécifique	TL-S-QUA-023	0,950-0,955 à 25°C
Dosage de l'alcool isopropylique par détermination de la gravité spécifique	TL-S-QUA-023	68,0-72,0%
Décompte microbien total aérobie (TAMC)	TL-S-QUA-028	< 10 cfu/ml
Décompte total combiné de levures et de moisissures (TYMC)	TL-S-QUA-028	< 2 cfu/ml
S.aureus	TL-S-QUA-053	Absence
P.aureginosa	TL-S-QUA-053	Absence
B.cepacia	TL-S-QUA-053	Absence