

## Fiche technique

Produit: LORIS Tampons Alcoolisés, Srérile

NPN 80063395 (Canada)

### Emballage du produit

Code du produit : 104-03

Taille de sachet : 50 mm x 50 mm

Tampon ouverte : 65 mm x 30 mm (nominal)

Tampon fermée : 32 mm x 30 mm (nominal)

Dimensions des scellés : min. 3 mm tout autour

Contenu de la solution : Minimum 0,35 mL/par sachet

Format d'emballage : 200 tampons / boîte d'affichage et 20 boîtes d'affichage / carton

Cartons par palette : 144

### Étiquette du produit

**Usage:** Nettoyant antiseptique cutané topique avant l'injection. Aide à réduire les bactéries pouvant potentiellement causer une infection. Pour un usage occasionnel, au besoin.

**Directives:** Appliquez un tampon directement sur la peau.

**Précautions et avertissements :** Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer les yeux à l'eau. Interrompre l'utilisation et consulter un professionnel de la santé si une irritation se développe. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources d'ignition. **Usage unique seulement. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.**

NPN 80063395      PROD.#: 104-03

---

**LORIS**™  
MD

**Serviette Stérile d'Alcool  
Isopropylique Antiseptique**

**Sterile Antiseptic  
Isopropyl Alcohol Wipe**

LERNAPHARM (LORIS) INC.,  
2323 HALPERN, VILLE ST-LAURENT  
QUÉBEC, CANADA H4S 1S3  
MADE IN CANADA

4

**Active ingredient:** Isopropyl Alcohol 70% w/v. **Uses:** Antiseptic topical skin cleanser prior to injection. Helps reduce bacteria that potentially can cause infection. For occasional use, as needed. **Directions:** Apply a wipe directly to the skin. **Warnings:** For external use only. Avoid contact with eyes. If contact occurs, flush eyes with water. Discontinue use and consult a healthcare practitioner if irritation develops. Use with caution in children. Do not ingest. Flammable. Keep away from open flame and sources of heat. Do not use if package is open or broken. Single use only. Not intended for use as a hand sanitizer (handrub). Store at room temperature between 15-30°C. **Inactive ingredients:** Purified Water

**Ingrédient actif:** Alcool isopropylique 70% v/v. **Usage:** Nettoyant antiseptique topique avant l'injection. Aide à réduire les bactéries qui potentiellement peuvent causer l'infection. Pour usage occasionnel, au besoin. **Directives:** Appliquer un tampon directement sur la peau. **Avvertissements:** Pour usage externe seulement. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer les yeux avec de l'eau. Cesser l'utilisation et consulter un praticien de soin de santé en cas d'irritation. Utiliser avec précaution avec les enfants. Ne pas ingérer. Inflammable. Garder loin du feu et des sources de chaleur. Ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou brisé. Pour usage unique seulement. Non destiné à être utilisé comme désinfectant pour les mains. Entreposer à température ambiante entre 15-30°C. **Ingrédients inactifs:** Eau purifiée

LOT #:

EXP:

## Fiche technique

### Contrôles de qualité sur les produits finis

Test	Méthode	Spécification
Volume de remplissage	S-MAN-003	Minimum 0,35 mL
Intégrité du scellé	S-MAN-013	Aucune fuite détectée dans le lot de sachets lorsqu'ils sont à peine pressés entre deux plaques.

### Analyse chimique / biologique

Test*	Méthode	Spécification
Apparence	TL-S-QUA-010	Liquide transparent, clair, incolore et propre avec une odeur caractéristique.
Dosage de l'alcool isopropylique	TL-S-QUA-023	68.0-72.0%
Certificat d'irradiation gamma, Dose d'irradiation	Visuel	18.2 kGy – 45 kGy
Nombre total de micro-organismes aérobies (NTMA)	TL-S-QUA-028	< 10 cfu/ml
Nombre total de levures et de moisissures combinés (NLMC)	TL-S-QUA-028	< 2 cfu/ml
S. aureus	TL-S-QUA-053	Absence
P. aeruginosa	TL-S-QUA-053	Absence
B. cepacia	TL-S-QUA-053	Absence

\* Des tests sont effectués sur la solution en vrac.