

Fiche technique

Produit: LORIS Tampons Alcoolisés

NPN 02248362 (Canada)

Emballage du produit

Code du produit : 104-01

Taille de sachet : 58 mm x 59 mm

Tampon ouverte : 80 mm x 40 mm (nominal)

Tampon fermée : 40 mm x 40 mm (nominal)

Dimensions des scellés : min. 3 mm tout autour

Contenu de la solution : Minimum 0,69 mL/par sachet

Format d'emballage : 100 tampons / boîte d'affichage et 10 boîtes d'affichage / carton

Cartons par palette : 273

Étiquette du produit

Usage: Nettoyant antiseptique cutané topique avant l'injection. Aide à réduire les bactéries pouvant potentiellement causer une infection. Pour un usage occasionnel, au besoin.

Directives: Déchirer l'emballage et frotter la peau avec le tampon vigoureusement en effectuant des mouvements circulaires, en partant du site d'injection vers l'extérieur.

Précautions et avertissements : Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer les yeux à l'eau. Interrompre l'utilisation et consulter un professionnel de la santé si une irritation se développe. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources d'ignition. **Usage unique seulement. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.**

<p style="text-align: center;">Large</p> <p style="text-align: center;">TAMPON ALCOOLISÉ ISOPROPYLIQUE ANTISEPTIQUE</p> <p style="text-align: center;">LORISTM MD</p> <p style="text-align: center;">ANTISEPTIC ISOPROPYL ALCOHOL PAD</p> <p style="text-align: center;"><i>Manufactured by: / Fabriqué par :</i> LERNAPHARM (LORIS) INC., Québec, Canada H4S 1S3 • www.lernapharm.com</p> <p style="text-align: right;">4</p>	<p>NPN: 02248362</p> <p>Contents: One pad saturated with 70% v/v isopropyl Alcohol, USP. Use: As an antiseptic topical skin cleanser prior to injection. Directions: Tear open package and rub skin with pad briskly in a circular motion from injection site outward. Caution: For external use only. Keep out of reach of children. Store in a cool dry place and away from sources of ignition.</p> <p>Contient : Un tampon saturé d'alcool isopropylique 70% v/v, USP. Usage : Antiseptique pour préparation topique de la peau avant l'injection. Directives : Déchirer l'emballage. Avec le tampon, d'un mouvement circulaire, frotter la partie de la peau qui recevra l'injection. Attention : Pour usage externe seulement. Garder hors de la portée des enfants. Produit inflammable, garder loin des sources de chaleur et des flammes. Entreposer dans un endroit frais et sec.</p> <p>LOT #: EXP:</p>
--	--

Fiche technique

Contrôles de qualité sur les produits finis

Test	Méthode	Spécification
Volume de remplissage	S-MAN-003	Minimum 0.69 mL
Intégrité du scellé	S-MAN-013	Aucune fuite détectée dans le lot de sachets lorsqu'ils sont à peine pressés entre deux plaques.

Analyse chimique / biologique

Test*	Méthode	Spécification
Apparence	TL-S-QUA-010	Liquide transparent, clair, incolore et propre avec une odeur caractéristique.
Dosage de l'alcool isopropylique	TL-S-QUA-023	68.0-72.0%
Nombre total de micro-organismes aérobies (NTMA)	TL-S-QUA-028	< 10 cfu/ml
Nombre total de levures et de moisissures combinés (NTLMC)	TL-S-QUA-028	< 2 cfu/ml
S. aureus	TL-S-QUA-053	Absence
P. aeruginosa	TL-S-QUA-053	Absence
B. cepacia	TL-S-QUA-053	Absence

* Des tests sont effectués sur la solution en vrac.